

Ficha Técnica de Equipamento

APARELHO DE ANESTESIA K. KATAOKA SAT 500



É um conjunto de equipamentos integrados que servem para administrar gases durante a anestesia inalatória. É composto de vários sistemas de condução de gases e monitores para verificar as funções fisiológicas do paciente a ser anestesiado. O mesmo realiza a ventilação no paciente.

ESPECIFICAÇÕES:

- Cirurgias eletivas de média e alta complexidade, tais como: cardiologia, pediatria, oncologia, gastroplastia, entre outros.
- Pacientes: neonatal até obesos morbidos.
- Recursos: Ventilador eletrônicos, acoplamento de 2 vaporizadores calibrados, filtro autoclavável, possibilidade de monitorização de capnografia e agente de gases



Ficha Técnica de Equipamento

COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO APARELHO

Descrição	Qtde
Ventilador Eletrônico	1



Descrição	Qtde
Rotâmetro Digital	1



Descrição	Qtde
Filtro Valvular SIVA com válvula APL e fole passivo	1



Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
Vaporizador Calibrado	1



Descrição	Qtde
CABO DE FORÇA	1



Descrição	Qtde
EXTENSÃO DE OXIGÊNIO	1



Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
EXTENSÃO DE AR COMPRIMIDO COM ENGATE RAPIDO	1



Descrição	Qtde
FILTRO DE ENTRADA DE AR	1



Descrição	Qtde
EXTENSÃO DE OXIDO NITROSO COM ENGATE RAPIDO	1




Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
Sensor de fluxo infantil e adulto	2



Descrição	Qtde
Traquéia	1



Descrição	Qtde
Balão	1

