

Ficha Técnica de Equipamento

ELETRCARDIÓGRAFO PHILIPS PAGEWRITER TC10

O Eletrocardiógrafo Philips PageWriter TC10 é portátil, acessível e fácil de operar. A tela sensível ao toque 1-2-3 intuitiva permite que médicos, técnicos, enfermeiros e técnicos adquiram, analisem, armazenem, imprimam e acessem

ECGs de forma rápida e eficiente. Com seu tamanho compacto e seu projeto leve, o PageWriter TC10 é uma solução de fluxo de trabalho portátil que suporta todas as necessidades do paciente em uma ampla variedade de configurações de cuidados médicos.

Características:

- 12 derivações
- Formato dos dados PDF e XML
- Criação de listas de trabalho de pacientes com informações demográficas completas para recuperação posterior
- Tela sensível ao toque de 7 polegadas
- Impressora de matriz digital de alta resolução usando papel térmico; 200 dpi (eixo de tensão) por 500dpi (eixo de tempo) em 25 mm/seg



Ficha Técnica de Equipamento

COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO:

Descrição	Qtde
CABO DE FORÇA	1



Descrição	Qtde
CABO PACIENTE 10 VIAS P/ ELETROCARDIOGRAFO PHILIPS	1



Descrição	Qtde
ELETRODO ADULTO TIPO CLIP	4



Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
ELETRODO PRECORDIAL TIPO PERA	6



Descrição	Qtde
CLIP GARRA P/ CABO PACIENTE PHILIPS	10



ITEM COBRADO A PARTE (OPCIONAL)

Descrição	Qtde
PAPEL P/ ELETROCARDÍOGRAFO PHILIPS	1

