

## Ficha Técnica de Equipamento

### MARCAPASSO CARDIO SYSTEM MED-100

Gerador de Pulso, Marcapasso Cardíaco Provisório Externo de Demanda, portátil transvenoso, projetado especialmente para facilitar o manuseio em estimulação cardíaca temporária pré e pós-operatória, em UTIs, CTIs, Centros Cirúrgicos, Pronto-Socorros, Hemodinâmicas, Salas de Anestesia, Consultórios Médicos, Remoções de Pacientes, Ambulâncias, etc.

#### Características Técnicas:

Modo de Estimulação: VVI (unicameral)

Amplitude de Pulso: 5 e 9 volts

Período Refratário: Fixo em 300 ms

Frequência Básica: 40 à 120 ppm

Overdrive: 50 à 360 ppm

Sensibilidade: 2 e 5 mv

Bateria: 9 volts (alcalina)

