

## Ficha Técnica de Equipamento

### ASPIRADOR CIRURGICO TAKAOKA 17200

Leve, portátil, de fácil transporte e design ergonômico. Apresenta excelente desempenho com motor de funcionamento silencioso e extrema durabilidade, com capacidade de aspiração de 30 L/min, livre de ar e conta com exclusivo sistema Electronic Auto-Stop, que interrompe automaticamente a aspiração quando atinge a capacidade máxima do frasco, evitando assim o transbordamento e pane. Um moderno sistema de alarmes audiovisuais acusa desconexão do sensor de enchimento e a necessidade de troca do frasco. O produto deverá ser utilizado e/ou orientado por um profissional especializado.

- Bivolt
- NÃO tem proteção contra água.



#### COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO:

Descrição	Qtde
CABO DE FORÇA	1



## Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
TAMPA DO FRASCO P/ ASPIRADOR CURÚRGICO	1



Descrição	Qtde
FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVAVEL 5L	1



Descrição	Qtde
MANGUEIRA DE PVC P/ ASPIRADOR CIRÚRGICO	2



## Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
PEDAL DE ACIONAMENTO P/ ASPIRADOR CIRÚRGICO	1

