



Ficha Técnica de Equipamento

BERÇO AQUECIDO FANEM AMPLA 2085

Solução completa para salas de parto, unidades de terapia intensiva, pronto atendimento, alojamentos conjunto e procedimentos cirúrgicos onde se necessita manter o RN aquecido por calor radiado com estabilidade térmica, segurança e acesso fácil para todos os profissionais.

Painel com Controle Microprocessado:

- Colorido de 8,4", com 23 funções e 19 parâmetros gráficos;
- Monocromático de 5,5", com 23 funções e 11 parâmetros gráficos;
- LED com 8,4" de área de visualização.

Leito:

- Leito tipo mesa laterais rebatíveis com ajustes de inclinação manual e elétrico e bandeja by-pass para raio X e colchão radio transparente do tipo visco elástico antialérgico com efeito memória;
- Leito cesto em acrílico com inclinação manual e colchão anti stress.

Operação:

- Três modos de aquecimento: Pré, Servocontrolado e Manual;
- Operação simples por botões na lateral da tela e botão rotacional (SPINKNOB) para ajustes;
- Oxímetro de pulso integrado SpO₂ ;
- Balança integrada ao leito tipo mesa para até 10Kg;
- Radiografias facilitadas pelo elemento aquecedor rotacional a 180°;
- Ajuste ergométrico de altura do conjunto do leito;
- Iluminação auxiliar.

Ficha Técnica de Equipamento



COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO:

Descrição	Qtde
CABO DE FORÇA	1




Descrição	Qtde
CUBA DE ACRILICO P/ BERCO AQUECIDO FANEM	1




Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
COLCHAO P/ BERCO AQUECIDO FANEM	1



Descrição	Qtde
CAPA DE COLCHAO P/ BERCO AQUECIDO	1



Descrição	Qtde
SENSOR DE TEMPERATURA P/ BERCO AQUECIDO FANEM	1



Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
EXTENSÃO DE OXIGENIO	1



Descrição	Qtde
EXTENSÃO DE AR COMPRIMIDO	1



Descrição	Qtde
MANGUEIRA DE SILICONE P/ MICRONEBULIZADOR	1



Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
COLCHAO TERMICO P/ BERCO AQUECIDO	1



Descrição	Qtde
SUPORTE P/ TERMOMETRO P/ BERCO AQUECIDO	1



Descrição	Qtde
FRASCO DE POLICARBONATO P/ ASPIRACAO 400ML	1




Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
PASSA TUBOS P/ INCUBADORA/BERCO AQUECIDO FANEM	4



Descrição	Qtde
BANDEJA DE RAIOS X P/ BERCO AQUECIDO	1




Descrição	Qtde
SUPOORTE P/ SORO	1



Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
COLCHAO DE SILICONE P/ BILIBERCO/BERCO AQUECIDO	1



Descrição	Qtde
BILITRON P/ BERCO AQUECIDO FANEM MOD. AMPLA 2085	1

