


Ficha Técnica de Equipamento

ELETROCARDÍOGRAFO DIXTAL EP-12

- Traçado permanente de alta qualidade.
- Eletrocardiógrafo portátil digital com 12 derivações simultâneas.
- Display sensível ao toque.
- Exportação de exames para computador via pendrive em formato PDF.
- Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), pack de baterias (opcional), ou pilhas.
- Correção automática de linha de base.
- Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular.
- Baixo custo operacional.

Características:

- Teclas de atalho para operação.
- Impressão em papel comum tipo carta (não termo sensível).
- Capacidade de salvar até 100 exames em memória interna.
- Identificação de sinal de marcapasso.
- Proteção contra descarga de desfibrilador.
- Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho.
- Display colorido de 4,3" de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen).



Ficha Técnica de Equipamento

COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO:

Descrição	Qtde
CABO DE FORÇA	1



Descrição	Qtde
CABO PACIENTE 10 VIAS P/ ELETROCARDÍOGRAFO EP12	1



Descrição	Qtde
ELETRODO ADULTO TIPO CLIP	4



Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
ELETRODO PRECORDIAL TIPO PERA	6



Descrição	Qtde
SUPORE P/ CANETA DE ELETROCARDÍOGRAFO	1



Descrição	Qtde
PEDESTAL C/ RODÍZIO P/ ELETROCARDÍOGRAFO	1



Ficha Técnica de Equipamento

Descrição	Qtde
CANETA P/ ELETROCARDÍOGRAFO	1



ITEM COBRADO A PARTE (OPCIONAL)

Descrição	Qtde
PAPEL P/ ELETROCARDÍOGRAFO DIXTAL	1

