

INCUBADORA DE TRANSPORTE FANEM IT-158/TS

Destinada para o transporte do RN com um microclima uniforme e estável com acesso fácil para atender o paciente em situação de transporte seja intra-hospitalar, em ambulâncias ou aeronaves.

Painel com Controle Microprocessado:

LED de fácil visualização mesmo em locais de baixa luminosidade.

Leito:

- Deslizante facilita o atendimento do paciente permitindo acesso rápido às vias aéreas superiores do paciente;
- Alças com velcro pra maior segurança do RN;
- Cúpula de acrílico dupla para maior estabilidade da temperatura com acesso frontal e traseiro ao paciente.

Operação:

- Aquecimento: Modo Pele e Modo Ar;
- Operação simples através do teclado de membrana;
- Oxigênio suplementar para enriquecimento do ambiente interno da cúpula;
- · Umidade passiva.





COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO:

Descrição	Qtde
CABO DE FORÇA	1



Descrição	Qtde
PAREDE EXTERNA DA CUPULA C/ 1 ACESSO P/ INC. TRANSPORTE	1





Descrição	Qtde
COLCHAO P/ INCUBADORA FANEM	1






Descrição	Qtde
PORTINHOLA OVAL P/ INCUBADORA FANEM	4



	Descrição	Qtde
CAPA DE COLCHÃO P/ INCUBADORA		1



Descrição	Qtde
GUARNICAO DA PORTINHOLA P/ INCUBADORA FANEM	






Descrição	Qtde
SENSOR DE TEMPERATURA AUXILIAR P/ INCUBADORA FANEM	1



Descrição	Qtde
SUPORTE DE CILINDRO P/ INCUBADORA DE TRANSPORTE	1



Descrição	Qtde
FILTRO DE AR P/ INCUBADORA FANEM (MOD. IT 158)	1






Descrição	Qtde
BATERIA P/ INCUBADORA DE TRANSPORTE	2



Descrição	Qtde
CINTA DO COLCHAO P/ INCUBADORA DE TRANSPORTE	2



Descrição	Qtde
SUPORTE E BANDEJA P/ INCUBADORA	1





Descrição	Qtde
BOTAO DE TRAVA DAS PAREDES P/ INCUBADORA	5





Descrição	Qtde
PEDESTAL P/ INCUBADORA FANEM	1





Descrição	Qtde
PAREDE EXTERNA DA CUPULA C/ 2 ACESSOS P/ INC. TRANSPORTE	2





Descrição	Qtde
PASSA TUBOS P/ INCUBADORA DE TRANSPORTE	5





Descrição	Qtde
CABO RECARREGAVEL DE TOMADA 12V P/ INC. DE TRANSPORTE	1





Descrição	Qtde
GUARNICAO DA CUPULA P/ INCUBADORA 158 TS	3



