

Ficha Técnica de Equipamento

.OXÍMETRO DE PULSO DIXTAL DX2022+

Este equipamento foi projetado para monitorar a saturação do oxigênio arterial (SpO2) em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve ser utilizado em instituições de assistência médica, como ambulatórios, pronto-socorros, unidades de internação, setores clínicos e de enfermaria.

(Obs Foto monitor DX 2022+)



COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO:

Descrição	Qtde
CABO DE FORÇA	1



Descrição	Qtde
SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO DIXTAL PADRÃO NOVO (7 PINOS)	1





Obs: também pode ser usado o sensor de oximetria padrão antigo (6 pinos)



Ficha Técnica de Equipamento



Descrição	Qtde
SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL DIXTAL PADRÃO NOVO (7 PINOS)	1





Obs: também pode ser usado o sensor de oximetria padrão antigo (6 pinos)

