

#### **VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED FLEXIMAG PLUS**

O Ventilador Pulmonar Fleximag Plus é um Ventilador Pulmonar para UTI Neonatal, Infantil e Adulto.

- Disponibiliza as mais novas modalidades ventilatórias aplicadas em terapia intensiva (PRVC, APRV, MMV, VS).
- Permite ventilação não invasiva (VNI) com compensação de vazamento em qualquer modalidade ajustada
- Mantém o histórico de funcionamento das últimas 72 horas.
- Possui Bateria com até 3,5 horas de duração
- Possui um sistema de fácil navegação, com interface gráfica intuitiva, organizada com abas e que permite operações por meio de tela sensível ao toque (touchscreen) ou botão "gira e confirma".
- Escolha entre 2 tipos de sensores de fluxo (proximal ou distal) para qualquer paciente.
- Ajuste de parâmetros de forma rápida e intuitiva, com possibilidade de incluir suspiros e obter monitorização completa.
- Possibilidade de retornar a ventilação utilizando os últimos parâmetros inseridos.
- Permite ajuste flexível de parâmetros nas modalidades a volume (Frequência e Relação I:E ou Frequência e Tempo Insp ou Frequência e Fluxo).
- Retorno imediato à configuração do último paciente, evitando a necessidade de reajustes para prosseguir a ventilação.
- Possibilidade de compensações durante a ventilação, assegurando que seja entregue o que foi realmente ajustado (compensação de circuito, vazamento, resistência do tubo endotraqueal ou traqueostomia).





#### COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO:

Descrição	Qtde
CABO DE FORÇA	1



Descrição	Qtde
EXTENSÃO DE OXIGÊNIO	1







Descrição	Qtde
EXTENSÃO DE AR COMPRIMIDO	1



Descrição	Qtde
DIAFRAGMA P/ VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED	1



Descrição	Qtde
PEDESTAL C/ RODÍZIO P/ VENTILADOR PULMONAR	1





Descrição	Qtde
VALVULA DE EXALACAO P/ VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED	1



Descrição	Qtde
BRACO ARTICULADO C/ SUPORTE DE CIRCUITO	1



Descrição	Qtde
UMIDIFICADOR AQUECIDO	1

OU



Umidificador Trend



Umidificador Fisher & Paykel



Descrição	Qtde
CONJUNTO DE FILTRO P/ VENTILADOR MAGNAMED	1



Descrição	Qtde
SENSOR DE FLUXO SPIRILOG P/ VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED	1



Descrição	Qtde
CABO P/ SENSOR SPIRILOG (VENT. PULMONAR MAGNAMED)	1





Descrição	Qtde
SENSOR DE FLUXO ADULTO P/ VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED	1



Descrição	Qtde
SENSOR DE FLUXO INFANTIL P/ VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED	1



Descrição	Qtde
SENSOR DE FLUXO NEONATAL P/ VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED	1



Descrição	Qtde
LINHA PROXIMAL P/ VENTILADOR MAGNAMED	1





#### - Itens cobrados a parte

Descrição	Qtde
JARRO P/ UMIDIFICADOR AQUECIDO	1



Descrição	Qtde
CIRCUITO PACIENTE ADULTO AUTOCLAVÁVEL S/ LINHA PROXIMAL	1



Descrição	Qtde
CIRCUITO PACIENTE ADULTO DESCARTÁVEL S/ LINHA PROXIMAL	1





Descrição	Qtde
CIRCUITO PACIENTE INFANTIL AUTOCLAVÁVEL S/ LINHA PROXIMAL	1



Descrição	Qtde
CIRCUITO PACIENTE INFANTIL DESCARTÁVEL S/ LINHA PROXIMAL	1

